

Gebrauchsanweisung

Deutsch EU



Die vorliegende Gebrauchsanweisung gilt für die folgenden Modelle:

Modell-Nr. NSC-21C Nordic Sensi®Chair – Care

Modell-Nr. NSC-21H Nordic Sensi®Chair – Hospital

Modell-Nr. NSC-21 Nordic Sensi®Chair – Free



Bitte lesen Sie die vorliegenden Anweisungen vor der Verwendung des Stuhls vollständig durch.

INHALTSVERZEICHNIS

Warnhinweis

 Bitte beachten Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie sie vor der Verwendung des Stuhls vollständig durch.

EINLEITUNG	3	GEBRAUCHSANWEISUNG	17
CE-KENNZEICHNUNG	4	Funktionen des Stuhls unterbrechen oder anhalten	18
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	5	Ein Programm unterbrechen	18
PRODUKTEINFÜHRUNG	7	Inhalte des Programms	19
Produktsortiment	7	Anpassung der Programminhalte	20
Zubehör	8	Bedienung der Einheit ohne Steuerung	21
Spezifikationen	10	Anschluss einer externen Anlage für alternative Musikwünsche	21
Eigenschaften und Bauteilnamen	11	REINIGUNG, DESINFEKTION UND WARTUNG	22
VOR DER VERWENDUNG	12	Stuhl, Wagen und Zubehör aus Kunstleder (PU), Metall und Kunststoff	22
Steuerung	12	Sitzbezug (unter der Matratze)	22
Einheit (jedes Mal vor der Verwendung)	12	Nackenkissen	22
Einrichtung der Einheit	13	Gewichtete Decke	22
Vorbereitungen	16	Wartung	22
		FEHLERBEHEBUNG	23
		ENTSORGUNG	23

Der Nordic Sensi®Chair wird vom dänischen Unternehmen



Wellness Nordic A/S hergestellt, Bakkegårdsvej 311, 3050 Humlebæk, Dänemark
info@wellnessnordic.com, www.wellnessnordic.com

Eine vollständige Liste unserer Vertragshändler finden Sie auf der Seite www.wellnessnordic.com/eng.

© 2021 Wellness Nordic A/S. Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung, Duplizierung oder Veränderung dieser Gebrauchsanweisung oder eines Teils davon bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Wellness Nordic A/S. Marken sind durch das Zeichen ® gekennzeichnet. Nordic Sensi® befindet sich im Besitz von Wellness Nordic A/S und MusiCure® befindet sich im Besitz von MusiCure in HealthCare ApS.

EINLEITUNG

Vielen Dank für Ihren Kauf eines Nordic Sensi®Chair. Bitte lesen Sie sich die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen zur Verwendung von und dem Umgang mit diesem Produkt – auf diese Weise schützen Sie sich und andere Menschen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt fördert die sensorische Stimulierung durch eine angenehme Schaukelbewegung, Musicure®-Musik, die integrierten Bass-Schwingungen sowie das Positionierungs- und Gewichtszubehör an.

Der Sinn dieses Produktes besteht in der Reduzierung von Unruhe, Angst, Agitiertheit oder anderen aggressiven Verhaltensweisen, es dient der Entspannung, wirkt anregend, stimuliert kognitive Reaktionen, steigert das allgemeine Wohlbefinden und die Lebensqualität der Benutzerinnen und Benutzer.

Der Nordic Sensi®Chair kann für ein besseres, ruhigeres und angenehmeres Arbeitsumfeld sorgen und die Qualität der Pflege steigern.

Die Zielgruppe dieses Gerätes umfasst sowohl Menschen mit besonderen Bedürfnissen, einschließlich neurophysiologischer Probleme, deren Beschwerden mithilfe des Stuhls gelindert werden können, als auch gesunde Menschen, die sich entspannen möchten.

Das Produkt ist nur für die Verwendung durch eine Person ausgelegt.

Kontraindikationen

Es gibt keine bekannten medizinischen Kontraindikationen bei der Verwendung dieses Produktes. Im Zweifelsfall oder bei medizinischen Bedenken sollte eine professionelle Pflegekraft oder ein Arzt hinzugezogen werden, um zu entscheiden, ob eine weitere Verwendung des Produktes unter den gegebenen Umständen sinnvoll ist oder nicht.

Der professionelle Anwender ist für die Planung und Durchführung von Schaukelsitzungen verantwortlich und es liegt stets in der Verantwortung dieses professionellen Anwenders, die Eignung der Patientin oder des Patienten für eine Behandlung mit dem Nordic Sensi®Chair zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Stuhl nur unter diesen Umständen verwendet wird.

Der professionelle Anwender sollte die vorliegende Gebrauchsanweisung vor der Planung und Durchführung von Schaukelsitzungen mit dem Nordic Sensi®Chair sorgfältig durchlesen.

Wenn die Benutzerin oder der Benutzer sich während der Verwendung des Stuhls unwohl oder schwindelig fühlt oder Übelkeit verspürt, sollte die Einführungsgeschwindigkeit zu den aktiven Programmen verlangsamt, die Sitzungen verkürzt, die Rückenlehne in eine aufrechtere Position gebracht oder die Behandlung abgebrochen werden.

Bau- und Zubehörteile

Für den Nordic Sensi®Chair dürfen nur Originalteile und -Zubehörteile verwendet werden.

 Das gilt vor allem für die Matratze, denn nur die Originalmatratze kann sicher am Produkt befestigt werden.

Lebensdauer

Die zu erwartende Lebensdauer dieses Produktes beträgt acht Jahre bei täglichem, ordnungsgemäßigem Gebrauch unter Einhaltung der Sicherheitshinweise nach Maßgabe der vorliegenden Gebrauchsanweisung. Die tatsächliche Lebensdauer kann in Abhängigkeit von Anwendungshäufigkeit und -intensität sowie vom gewählten Reinigungs- oder Desinfektionsverfahren variieren.

Garantieinformationen

Wir bieten eine Herstellergarantie für dieses Produkt gemäß unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen an.

Garantieansprüche können nur beim jeweiligen Vertragshändler geltend gemacht werden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Haftungsbeschränkung

Wellness Nordic übernimmt keine Haftung für Schäden am Produkt, die auf die folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Unsachgemäße Verwendung oder Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung
- Normaler Verschleiß
- Technische Veränderungen

Wenn es im Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt zu einem schwerwiegenden Zwischenfall kommt, der den Benutzer oder den Patienten beeinträchtigt, sollte der Betroffene diesen Vorfall dem Hersteller oder Händler des Medizinproduktes melden. In der Europäischen Union sollte der Benutzer den schwerwiegenden Zwischenfall darüber hinaus auch der im jeweiligen Mitgliedsstaat zuständigen Behörde melden.

Erklärung der Symbole

	Hersteller
	Herstellungsdatum
	Produktionschargennummer
	Katalognummer

	Seriennummer
	Gebrauchsinformationen lesen.
	Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
	Warnung, Achtung

	Symbol für Medizinprodukte, EU 2017/745
	Abfälle von Elektro- und Elektronikgeräten

CE-KENNZEICHNUNG

Einhaltung der Medizinprodukte-Verordnung der EU

Qualität steht für unser Unternehmen an erster Stelle. Unsere gesamte Lieferkette entspricht den Qualitätsstandards von ISO 13485.

Das Produkt verfügt über eine CE-Kennzeichnung gemäß der Medizinprodukte-Verordnung 2017/745, Klasse I, und seine erste Markteinführung ist unserer Konformitätserklärung zu entnehmen.

Unsere Konformitätserklärung steht unter www.wellnessnordic.com/eng zum Download bereit und die jeweiligen Testzertifikate werden auf Anfrage von Ihrem Vertragshändler vor Ort zur Verfügung gestellt.

CE-Kennzeichnung des Produktes

MDR (EU) 2017/745	Medizinprodukte-Verordnung Verordnung zur CE-Kennzeichnung
EN 60601-1:2013	Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale
EN 60601-1-2:2015	Medizinische elektrische Geräte – Teil 1-2: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale – Ergänzungsnorm: Elektromagnetische Störgrößen – Anforderungen und Prüfungen
EN 60601-1-11:2015	Medizinische elektrische Geräte – Teil 1-11: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale – Ergänzungsnorm: Anforderungen an medizinische elektrische Geräte und medizinische elektrische Systeme für die medizinische Versorgung in häuslicher Umgebung
EN 62366:2015	Medizinprodukte – Anwendung der Gebrauchstauglichkeit auf Medizinprodukte
ISO 14971:2019	Medizinprodukte – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte
EN ISO 13485:2016	Medizinprodukte – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen für regulatorische Zwecke
EN ISO 10993-10:2013	Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 10: Prüfungen auf Irritation und Hautsensibilisierung

Tests (EN 60601-1-2:2015 EMV-Teststufen)

Testgegenstand	Teststandard	Testanschluss
Emittierte Strahlung	CISPR 11:2009+A1:2010 Klasse B, Gruppe 1	Gehäuseanschluss
Leitungsgeführte Emissionen	CISPR 11:2009+A1:2010 Klasse B, Gruppe 1	Eingang AC-Netzanschluss
Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	IEC61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010	Gehäuseanschluss
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung	EN 61000-4-2:2008	Gehäuseanschluss Patientenseitiger Anschluss Teileanschluss für Signalein-/ausgang
Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst	EN 61000-4-4:2012	Ausgang AC-Netzanschluss Teileanschluss für Signalein-/ausgang
Störfestigkeit gegen Leiter-Erde-Überspannungen	EN 61000-4-5:2005	Eingang AC-Netzanschluss
Von der Störfestigkeit gegen Radiofrequenzfelder hervorgerufene leitungsgeführte Störgrößen	EN 61000-4-6:2013	Ausgang AC-Netzanschluss Teileanschluss für Signalein-/ausgang
Störfestigkeit gegen Magnetfelder mit energietechnischen Frequenzen	EN 61000-4-8:2009	Gehäuseanschluss
Störfestigkeit gegen Spannungsabfälle	EN 61000-4-11:2004	Eingang AC-Netzanschluss
Störfestigkeit gegen Spannungsunterbrechungen	EN 61000-4-11:2004	Eingang AC-Netzanschluss
Klirrfaktoremission	IEC 61000-3-2:2005+A1:2008+A2:2009	Eingang AC-Netzanschluss
Spannungsschwankungen und Flickeremissionen	EN 61000-3-3:2003	Eingang AC-Netzanschluss

Schlussfolgerung

Der Nordic Sensi®Chair erfüllt die Teststandards und -anforderungen der Medizinprodukte-Verordnung 2017/745, Klasse 1.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ Warnung vor elektromagnetischen Störungen

Der Nordic Sensi®Chair ist für die medizinische Verwendung gemäß der Medizinprodukte-Verordnung getestet und zugelassen. Dennoch sollten einige Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von elektromagnetischen Störungen getroffen werden.

⚠️ Warnhinweis 1

Die Verwendung dieses Produktes in unmittelbarer Nähe zu oder in Verbindung mit anderen Geräten sollte vermieden werden, da sie die ordnungsgemäße Funktion des Produktes beeinträchtigen kann. Wenn eine solche Verwendung notwendig ist, sollten das Produkt und die in diesem Zusammenhang ebenfalls verwendeten Geräte beaufsichtigt werden, um eine ordnungsgemäße Funktion sicherstellen zu können.

⚠️ Warnhinweis 2

Die Verwendung von anderen als den vom Hersteller angegebenen oder bereitgestellten Zubehörteilen, Umformern und Kabeln kann zu höheren elektromagnetischen Emissionen oder verminderter elektromagnetischer Störfestigkeit des Stuhls führen und die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen.

⚠️ Warnhinweis 3

Mobile RF-Kommunikationsgeräte (einschließlich Peripheriegeräten wie Antennenkabeln und externen Antennen) sollten nur in einem Abstand von mindestens 30 cm (12 Zoll) zum Nordic Sensi®Chair (NSC-21) und seinen vom Hersteller vorgeschriebenen Kabeln verwendet werden.

⚠️ Wenn diesen Warnhinweisen nicht Folge geleistet wird, kann die Anlage unter Umständen nur eingeschränkt funktionieren.

⚠️ Interferenzen mit anderen Geräten

⚠️ Der Stuhl darf nicht im Zusammenhang mit hyperbarer Oxygenisierung, entflammabaren Narkosemischungen mit Luft oder in Umgebungen mit einem hohen Sauerstoffgehalt eingesetzt werden. Ebenso wenig darf er zusammen mit MRT-Geräten, Defibrillatoren oder Hochfrequenz-Chirurgiegeräten zur Anwendung kommen.

⚠️ In Notfällen, in denen die Anwendung eines Defibrillators oder HLW-Maßnahmen erforderlich sind, muss die Benutzerin oder der Benutzer zuvor aus dem Stuhl evakuiert werden.

⚠️ Verwenden Sie den Stuhl nicht in unmittelbarer Nähe zu Therapiegeräten, Geräten für die nieder- und hochfrequente Elektrotherapie, Interferenzwellentherapie-Geräten wie elektromagnetischen Therapiegeräten, Röntgengeräten, Hochspannungsanlagen, Mikrowellen oder Werkzeugmaschinen.

⚠️ Wenn dieser Warnhinweis nicht beachtet wird, kann das zu Unfällen oder Verletzungen führen.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen

⚠️ Vor dem Einsatz des Nordic Sensi®Chair im Gesundheitswesen, muss der Zustand des potenziellen Benutzers durch ausgebildetes Pflegepersonal bewertet werden.

⚠️ Strecken Sie auf keinen Fall Hände oder Finger in eine der folgenden Öffnungen im Gerät:
a) Lücke zwischen Rückenlehne und Sitz
b) Lücke zwischen Beinstütze und Sitz
c) Deckfläche zwischen Sockel und Sitz

⚠️ Bewegen Sie den Stuhl nicht, während jemand auf ihm sitzt.

⚠️ Schalten Sie die Einheit immer erst aus, bevor sich jemand auf den Stuhl setzt oder von ihm aufsteht.

⚠️ Vergewissern Sie sich beim Umklappen von Rückenlehne und Beinstütze, dass sich weder Kinder noch Haustiere in der Nähe befinden.

⚠️ Wenn der Stuhl bewegt wird, entfernen Sie alle Hindernisse aus der unmittelbaren Umgebung, stellen Sie die Rückenlehne in die aufrechte Position, heben Sie die Beinstütze höchstens auf Hüfthöhe an, und bewegen Sie den Stuhl langsam.

⚠️ Stellen Sie sich nie auf die Rückenlehne oder die Beinstütze.

⚠️ Lassen Sie Kinder den Stuhl nicht verwenden. Lassen Sie Kinder nicht mit der Einheit, der Rückenlehne oder der Fußstütze spielen.

⚠️ Halten Sie die Steuerung von Kindern fern. Kinder könnten die Batterien entnehmen und versehentlich verschlucken.

⚠️ Setzen Sie die Einheit niemals direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen, wie beispielsweise bei der Platzierung direkt vor einer Wärmequelle aus, da dies zur Verfärbung und Verhärtung des Oberflächenmaterials führen könnte.

⚠️ Verwenden Sie die Einheit nicht in Badezimmern oder anderen Feuchträumen. Im Falle einer Nichtbeachtung drohen Stromschläge oder Fehlfunktionen.

⚠️ Stellen Sie die Einheit auf einer vollkommen ebenen Oberfläche ab. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zum Umkippen der Einheit führen.

⚠️ Vergewissern Sie sich vor Verwendung der Einheit stets, dass der Stoff am Sockel nicht eingerissen ist. Überprüfen Sie auch die anderen Bereiche auf eingerissenen Stoff. Wenn Sie einen Riss entdecken, egal wie klein dieser ist, unterbrechen Sie die Verwendung der Einheit augenblicklich und trennen Sie die Stromversorgung.



Setzen Sie sich zur Reparatur des Stuhls mit Ihrem Vertragshändler vor Ort in Verbindung.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

 **Wenn die oben genannten Vorsichtsmaßnahmen nicht eingehalten werden, kann dies zu schlechter Leistung, Bränden oder Produktausfällen führen.**

Technische Warnhinweise

-  Stellen Sie die Einheit in Innenräumen auf einer vollkommen ebenen Oberfläche auf.
-  Entfernen Sie von Zeit zu Zeit den Staub vom Netzstecker.
-  Ziehen Sie den Stecker immer am Stecker selbst (und nicht am Kabel) aus der Steckdose.
-  Wenn die Einheit nicht mehr oder nicht mehr richtig funktioniert, trennen Sie sie sofort von der Stromversorgung und setzen Sie sich für die Reparatur mit Ihrem Vertrags-händler in Verbindung. Bauen Sie die Einheit niemals selbst auseinander und nehmen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen oder Veränderungen vor, sondern lassen Sie diese Arbeiten bei Ihrem Vertragshändler durchführen.
-  Trennen Sie vor der Reinigung der Einheit immer die Stromversorgung.
-  Schützen Sie Stromkabel und Stecker vor Beschädigungen. (Das Kabel darf nicht beschädigt, verändert, Hitze ausgesetzt, geknickt, verdreht, gewaltsam herausgezogen oder gebündelt und es dürfen keine schweren Gegenstände auf dem Kabel abgestellt werden.)
-  Führen Sie den Netzstecker immer vollständig in die Steckdose ein. Im Falle einer Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme drohen Stromschläge oder Brände aufgrund der Hitzeentwicklung.
-  Überschreiten Sie die Nennwerte des Steckers und der Kabel nicht und verwenden Sie keine andere als die Nennspannung. Verwenden Sie die Einheit nicht zusammen mit einem Stromwandler.
-  Berühren Sie den Stecker beim Einstecken/Herausziehen niemals mit nassen Händen. Die Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme kann zu Stromschlägen führen.

 **Wenn die technischen Warnhinweise nicht eingehalten werden, kann dies zu schlechter Leistung, Bränden oder Produktausfällen führen.**

 **Trennen Sie die Einheit im Fall eines Stromausfalls sofort von der Stromversorgung.**

Erdungsvorschriften

Das vorliegende Produkt muss geerdet werden. Im Fall einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls wird durch die Erdung ein Weg des geringsten Widerstandes für den Strom hergestellt, um das Risiko von Stromschlägen zu vermeiden. Das Produkt ist mit einem Kabel mit Erdungsleiter und Erdungsstecker ausgestattet. Der Stecker muss mit einer geeigneten und ordnungsgemäß installierten Steckdose verbunden und nach Maßgabe aller geltenden lokalen Vorschriften und Weisungen geerdet sein.

Gefahr

Der unsachgemäße Anschluss des Leiters kann zu Stromschlägen führen. Lassen Sie das Produkt im Zweifelsfall durch einen qualifizierten Elektriker oder einen Servicetechniker auf ordnungsgemäße Erdung überprüfen. Nehmen Sie keine Änderungen am mitgelieferten Stecker vor – wenn er nicht in die vorhandene Steckdose passt, lassen Sie sich eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installieren. Diese Einheit verfügt über einen Erdungsstecker. Stellen Sie sicher, dass das Produkt an eine Steckdose angeschlossen wird, die dieselbe Konfiguration wie der Stecker hat. Verwenden Sie keinen Adapter für diese Einheit.

 **Schließen Sie dieses Produkt im Gebäudeinneren nicht an andere als die zugelassenen Erdungsleiter an.**

PRODUKTVORSTELLUNG

Produktsortiment

Die grundlegenden Funktionen und Sicherheitsmechanismen des Stuhls sind bei allen Modellen gleich, die Konfiguration der einzelnen Stühle unterscheidet sich allerdings bei den jeweiligen Modellen, wie Sie der folgenden Tabelle entnehmen können.

			
	Nordic Sensi®Chair – Care	Nordic Sensi®Chair – Hospital	Nordic Sensi®Chair – Free
Wagen	Ja, mit schwenkbaren Armlehnen	Ja, mit schwenk- und abnehmbaren Armlehnen	Ohne
Korpus	weiß oder schwarz	weiß	weiß oder schwarz
Matratze	Standard 4,5 cm schwarz oder weiß	Druckentlastungsschaum, 6 cm vintageblau	Standard 4,5 cm schwarz oder weiß
Matratzen- und Nackenstützenbezug	Polyurethan (PU) schwarz oder weiß	Polyurethan (PU) vintageblau, 2-Wege-Stretch	Polyurethan (PU) schwarz oder weiß
Nackenstütze	weiß oder schwarz	vintageblau	weiß oder schwarz
Armlehnenbezüge	Ja, 5 Farben, zwingend erforderlich	Ja, vintageblau, zwingend erforderlich	Ohne
Inkontinenzbezug	Ja, 5 Farben, zwingend erforderlich	Nein	Nein
Beinbegrenzung	Zubehör	Im Lieferumfang enthalten	Zubehör
Beinstützenbezug	Zubehör	Zubehör	Zubehör
Positionierset	Zubehör	Zubehör	-
Nackenkissen	Zubehör	Zubehör	-
Stilkissen	Zubehör	Zubehör	-
Musik	Musicure®	Musicure®	Musicure®
Steuerung	Standardausführung	Standardausführung, verkabelt und mit Haken	Standardausführung
Schnellsteuerung	Ja	Ja	Ja
Max. Benutzergewicht	130 kg	130 kg	130 kg

PRODUKTVORSTELLUNG

Zubehör

Beschreibung 	Anwendungs- und Materialspezifikationen	
Inkontinenzbezug für Nordic Sensi®Chair (Care, zwingend erforderlich)		
	Weiß 00800 (Ref. 202130501) Schwarz 00100 (Ref. 202130502) Kiwi 74007 (Ref. 202130505) Fudgebraun 87241 (Ref.202130503) Burgund 24784 (Ref. 202130500)	Schützt den Nordic Sensi®Chair Care vor Urin oder Fäkalien. Material: Polyurethanleder (PU)
Armlehnenbezug für Nordic Sensi®Chair Care (Pflegeausführung, zwingend erforderlich)		
	Weiß 00800, 1 Teil (Ref. 202130522) Schwarz 00100, 1 Teil (Ref. 202130521) Kiwi 74007, 1 Teil (Ref. 202130525) Fudgebraun 87241, 1 Teil (Ref. 202130523) Burgund 24784, 1 Teil (Ref. 202130520)	Polster für die Wagenarmlehnen zum Schutz der Benutzerinnen und Benutzer des Nordic Sensi®Chair Care vor Quetschungen Material: Polyurethanleder (PU)
Armlehnenbezug für Nordic Sensi®Chair (Hospital, zwingend erforderlich)		
	Für das Krankenhaus. Vintageblau 63174, 1 Teil (Ref. 202130550)	Polster für die Wagenarmlehnen zum Schutz der Benutzerinnen und Benutzer des Nordic Sensi®Chair Hospital vor Verletzungen Urinbeutel können am Armlehnenbezug befestigt werden. Material: Polyurethanleder (PU)
Stilkissen mit Hygienebezug		
	Mit weißem Hygienebezug (Komfortbezug bitte separat bestellen) (Ref. 202140605)	Zur Anregung der sensorischen Stimulierung und sicheren Positionierung der Benutzerin/des Benutzers zum Schutz vor Herausfallen Material: Schaumgranulat mit Polyurethanbezug (PU)
Stilkissen-Komfortbezug, feuerhemmend		
	Blaue Melange (Ref. 202140626)	Zum Schutz des Stilkissens vor Schmutz und zur Förderung der feuerhemmenden Eigenschaften des Produktes Material: Stoff, feuerhemmend
Stilkissen-Komfortbezug		
	Blaue Melange (Ref. 202140625) Kiwi (Ref. 202140624) Rot (Ref. 202140623) Fudgebraun (Ref. 202140622)	Zum Schutz des Stilkissens vor Schmutz und zur Steigerung des Komforts Material: Stoff

PRODUKTVORSTELLUNG

Zubehör

Beschreibung 	Anwendungs- und Materialspezifikationen
Beinstützenbezug für Nordic Sensi®Chair	
	Kunststoff (Ref. 1680414) Zum Schutz der Beinstütze des Nordic Sensi®Chair vor Schmutz Material: Kunststoff
Steuerung für Nordic Sensi®Chair	
	Standard (Ref. 1680409) Krankenhausausführung (mit Haken und Spiralschnur) (Ref. 202130540) Zur Steuerung des Stuhls und Bedienung der erforderlichen Programme Material: Kunststoff
Positionierset für Nordic Sensi®Chair, 4 Keile, Halbrolle und elastisches Band zur Einlagerung	
	4 Keile, Halbrolle und elastisches Band zur Einlagerung (Ref. 202150700) Positionieren Sie den Benutzer in sicherer und bequemer Weise und schützen sie ihn vor dem Herausfallen. Material: Polyurethanleder (PU)
Beinbegrenzung	
	Weiß (Ref. 202150721) Schwarz (Ref. 202150720) Positionieren Sie den Benutzer in sicherer und bequemer Weise und schützen sie ihn vor dem Herausfallen. Material: Polyurethanleder (PU)
Gewichtsdecke für Nordic Sensi®Chair, 110x125 cm	
	3,7 kg (Ref. 1690037) 5 kg (Ref. 1690050) Zur Positionierung der Benutzerin oder des Benutzers in einer sicheren und bequemen Position und zur Anregung der taktilen Stimulation Material: Polyesterfasern, feuerhemmender Trevira®-Bezug
	Hygienebezug 110 x 125 cm (Ref. 1890060) Zum Schutz der gewichteten Decke vor Schmutz und Flüssigkeiten Material: Ecoverde®, feuerhemmend
Kopfstützenbezug für Nordic Sensi®Chair	
	Weiß (Ref. 1692304) Schwarz (Ref. 1692303) Zum Schutz des Kopfbereichs vor Beschädigung Material: Polyurethanleder (PU)
	Mit Tasche, weiß (Ref. 202130540) Mit Tasche, schwarz (Ref. 202130541) Zum Schutz des Kopfbereichs vor Beschädigung und als Stauraum für die Handsteuerung Material: Polyurethanleder (PU)

PRODUKTVORSTELLUNG

Spezifikationen

System

Stromversorgung	AC 230 V/50 Hz
Stromverbrauch	90 VA
Leistungsbedarf für den Standby-Betrieb	0 VA
Timer, Programme	Relax: ca. 20 Minuten Refresh: ca. 20 Minuten Comfort: ca. 120 Minuten
Betriebsumgebung (Temperatur)	0 - 40°C
IP-Klassifizierung	21

Haupteinheit (Stuhl)

Abmessungen (H x B x T)	Ca. 110 x 70 x 102 cm
Abmessungen der frei stehenden Modelle für die Pflege- und Krankenausführung einschließlich Wagen	123 x 85 x 183 cm
Gewicht	Ca. 46 kg (einschließlich Rückenlehnenmatratze, Nackenkissen und Steuerung) 75 kg zusammen mit den wagen
Max. Benutzergewicht	130 kg
Oberflächenpolsterung	Polyurethanleder (Kunstleder, PU)
Puffermaterial	Urethan

Verstärker

Schwingungen (Höchstleistung)	14 W, 8 Ω , 70 Hz Klirrfaktor insgesamt: 10%
Lautsprecher (Höchstleistung)	14 W (7 W + 7 W), 8 Ω , 1 kHz: Klirrfaktor insgesamt: 10%

Lautsprecher

Typ	1-Wege-Lautsprechersystem, 1 Lautsprecher
Impedanz	8 Ω
Konusgröße	Gesamter Bereich: 7 cm x 2
Geschirmte Ausführung	Nein

Schwingung

Impedanz	8 Ω
Externe Eingangsklemme	Stereo-Klinkenbuchse (3,5 mm)

PRODUKTEINFÜHRUNG

Eigenschaften



Komfortables Schaukeln

Der Benutzer hat das Gefühl, in einer Wiege geschaukelt zu werden. Die angenehme Wiegebewegung der Einheit entspannt Körper und Geist.

Durch Musik erzeugte Basswellen

Die Einheit erzeugt Basswellen aus Musikfrequenzen, die entspannend auf die Benutzerin oder den Benutzer wirken.

Die entsprechende Musik ist bereits in der Einheit vorinstalliert. Darüber hinaus können Sie auch eine externe Musikquelle anschließen, um Musik Ihrer Wahl abzuspielen.

Bauteilbezeichnungen




* Mit diesem Taster wird das Gerät eingeschaltet. (Siehe S. 21.)

** Es kann eine externe Musikquelle an das Gerät angeschlossen werden. Das dafür benötigte Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. (Siehe S. 21.)

VOR DER VERWENDUNG

Steuerung



Vorderseite


- Taste zur Bassregelung
- Taste zur Lautstärkenregelung
- Taste zur Steuerung der Rückenlehne
- Taste zur Steuerung der Schaukelfunktion
- Comfort-Programmtaste
- Refresh-Programmtaste
- Relax-Programmtaste
- EIN-/AUS-Taste



Rückseite

- Steuerungssender
- Batteriefachabdeckung

Betriebsbereich



Steuerungssender und Reciever

- Der Betriebsbereich beträgt ca. 1 m.
- Richten Sie den Sender der Steuerung auf einen Reciever der Einheit.
- Die Steuerungssignale haben eine Reichweite von höchstens 1 m zur Einheit.
- Wenn die Einheit ein Befehlssignal empfängt, sollte ein Piepton zu hören sein.

Hinweis

- Wenn zwei oder mehr Einheiten im gleichen Bereich aufgestellt sind, sollte zum Schutz vor Interferenzen ein gewisser Abstand (ca. 2 m) zwischen ihnen eingehalten oder ein Schutzschirm aufgestellt werden.
- Zwischen Sender und Reciever befindliche Gegenstände können die Übertragung beeinflussen.
- Wenn der Reciever direktem Sonnenlicht oder dem starken Licht einer wechselrichterbetriebenen Fluoreszenzlampe ausgesetzt ist, kann das negative Auswirkungen auf die Übertragungsqualität haben.



Einheit (jedes Mal vor der Verwendung)

Überprüfen Sie die folgenden Dinge vor der Verwendung der Einheit.


1. Vergewissern Sie sich, dass der Stoff am Sockel nicht eingerissen oder beschädigt ist.

VOR DER VERWENDUNG

Auf Schmutz und Beschädigungen überprüfen.



Auf Beschädigungen überprüfen.



2. Netzkabel und -stecker überprüfen.

⚠ Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Produktes enthaltene Stromkabel, da dieses auf die Verwendung in Ihrem jeweiligen Land ausgelegt ist.

3. Verbinden Sie das Stromkabel mit der AC-Steckdose der Einheit.

Stellen Sie dabei sicher, den Netzstecker immer vollständig in die Steckdose einzuführen.

Vorbereiten des Produktes

Entscheiden Sie vor dem Auspacken des Gerätes, wo dieses aufgestellt werden soll.

Aufstellungsort

- Das Produkt ist auf den Gebrauch in Innenräumen ausgelegt.
- Das Produkt kann im Gemeinschaftsraum, den privaten Zimmern der Benutzer oder ggf. auch in Behandlungsräumen aufgestellt werden. Die Pflege- und Krankenhausauführungen können bewegt werden.
- Das Free-Modell kann in kleineren Räumen und Gemeinschaftsbereichen zum Einsatz kommen.

Vorbereiten des Produktes

- Packen Sie das Produkt aus.
- Das Kissen und die Nackenstütze werden vor dem Benutzen am Produkt angebracht.



VOR DER VERWENDUNG

Anschluss des Stromkabels



- 1.** Halten Sie das Kabel gut fest.



- 2.** Führen Sie es in den entsprechenden Anschluss ein.



- 3.** Vergewissern Sie sich, dass der Stecker ordnungsgemäß in der Steckdose sitzt.

Anbringen des Armlehnenbezugs (Pflege- und Krankenhausausführungen)



- 1.** Vergewissern Sie sich vor Anbringen der Bezüge, dass die Räder gebremst sind.



- 2.** Ziehen Sie den Armlehnenbezug* über den Rahmen der Armlehne.



- 3.** Verschießen Sie ihn mit dem Reißverschluss auf der Unterseite.

Anbringen des Hygienebezugs (nur für CARE)



- 1.** Legen Sie den Hygienebezug* auf den Sitz.



- 2.** Klappen Sie die Ränder des Bezugs nach hinten.



- 3.** Befestigen Sie den Bezug mithilfe des Klettstreifens an der Rückseite des Stuhls.



- 4.** Ziehen Sie den langen Abschnitt zur kurzen Seite.



- 5.** Befestigen Sie die beiden Abschnitte mit dem Klettstreifen aneinander.

Anbringen des Schutzbezugs für die Beinstütze



- 1.** Ziehen Sie den Schutzbezug über den Matratzenteil der Beinstütze.

VOR DER VERWENDUNG



Anbringen der Nackenstütze

Bringen Sie die Nackenstütze an und justieren Sie die Position wunschgemäß.

Die Nackenstütze kann mithilfe der Gürtel höher oder tiefer gehängt werden.



Anbringen der Rückenlehnen-Matratze

Bringen Sie den Klettstreifen an der Matratzenrückseite auf eine Linie mit dem Klettstreifen des Stuhls.

Sowohl der Stuhl als auch die Matratze verfügen über Klettstreifen zur Befestigung.

Bringen Sie die Matratze so an, dass sie bündig zur Sitzfläche verläuft.

Achten Sie dabei darauf, den Receiver nicht zu verdecken, da das die Übertragung beeinträchtigen könnte.

*Es dürfen nur Original-Matratzen verwendet werden.



Wagen

! Verriegeln Sie immer alle 4 Räder des Wagens, wenn dieser verwendet wird.

Die Armlehnen der Care- und Hospital-Modelle können nach außen geklappt werden.

Auf diese Weise wird der Zugang zum Stuhl erleichtert, wobei die Armlehne auch als Stütze verwendet werden kann.



Hospital-Ausführung

Die Armlehnen der Krankenhausausführung können aus Sicherheitsgründen und zu Transportzwecken durch Lösen der seitlichen Halterung vollständig abgenommen werden.


Wenn die Anwendung eines Defibrillators oder HLW-Maßnahmen erforderlich sind, muss die Benutzer oder der Benutzer zuvor aus dem Stuhl verbracht werden.

VOR DER VERWENDUNG


Vorbereitungen

Steuerung


Legen Sie Batterien in die Steuerung ein.



1. Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung verschieben.




2. Legen Sie zwei Batterien in die Steuerung ein. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien ordnungsgemäß ausgerichtet sind (Plus- und Minuspol) und legen Sie die Batterien mit dem unteren Bereich voran ein.



3. Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung verschieben.

Hinweise für die Batterien

- Wenn sich das Produkt nur noch schwer mit der Steuerung bedienen lässt oder die Anzeigen an der Steuerung nur noch schwach leuchten, sollten die Batterien ausgetauscht werden.
- Tauschen Sie die Batterien aus und legen Sie zwei neue Alkalibatterien des Typs LR03 (AAA) ein. Mangan-Batterien verfügen nicht über eine ausreichende Lebensdauer.



4. Schließen Sie den Stecker ordnungsgemäß an einer Steckdose an.

⚠ Warnhinweis

- Im Falle einer Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme drohen Stromschläge, Funktionsstörungen oder Brände aufgrund der Hitzeentwicklung.

5. Bringen Sie den Hauptschalter in die Position „I“ (EIN).

Hinweis

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn es nach seinem Einschalten 120 Minuten lang nicht benutzt wird.



GEBRAUCHSANWEISUNG



1. Einstellen des Winkels der Beinstütze

Der Winkel der Beinstütze kann einfach händisch eingestellt werden (IKEA Prinzip). Wenn die Beinstütze wie auf der linken Seite gezeigt angehoben wird, ist ein Klickgeräusch zu hören und die Beinstütze kommt in einer Position zwischen „A“ und „B“ zum Stehen. Wenn die Beinstütze höher als waagrecht angehoben wird, kehrt sie in die Position „A“ zurück. Achten Sie in diesem Fall darauf, die Beinstütze nicht zu früh loszulassen.



2. Setzen Sie den Patienten/Bewohner/Benutzer in den Stuhl.

Der Nordic Sensi®Chair wird normalerweise von professionellen Pflegekräften bedient und kann als nicht-pharmakologische Aktivität in den Pflegealltag eingebunden werden.

Positionieren Sie den Patienten/den Benutzer so, dass der Kopf auf der Nackenstütze aufliegt. Wenn eine Lücke zwischen dem Rücken und der Matratze der Rückenlehne entsteht, kann das die Übertragungsintensität der Basswellen reduzieren.

Sobald der Patient/Bewohner/Benutzer im Stuhl Platz genommen hat, können Sie zusätzliches Zubehör wie das Positionierset, das Nackenkissen oder die gewichtete Decke verwenden.

3. Drücken Sie eine der Tasten an der Steuerung, damit die Anzeigen aufleuchten.

Die Anzeigen leuchten auf, wenn eine beliebige Taste an der Steuerung gedrückt wird.

4. Drücken Sie die Taste für Ihr gewünschtes Programm.

Das gewählte Programm beginnt und läuft bis zum Ende, anschließend wird der Betrieb automatisch beendet.

Es besteht die Möglichkeit, die Inhalte des ausgewählten Programms nach den eigenen Wünschen anzupassen. (Siehe S. 20.)

Comfort-Programmtaste


Ca. 120 Min.
(Siehe S. 19.)

Refresh-Programmtaste

Ca. 20 Min.
(Siehe S. 19.)

Relax-Programmtaste

Ca. 20 Min.
(Siehe S. 19.)



Ein-/Aus-Taste

GEBRAUCHSANWEISUNG





Stuhlfunktion unterbrechen oder anhalten

1. Bringen Sie den Hauptschalter in die Position „O“ (AUS).

Hinweis

Die Stromversorgung wird 120 Minuten nach der letzten Anwendung automatisch getrennt; dazu muss der Hauptschalter nicht erst in die Position „O“ (AUS) gebracht werden.

2. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



Ein Programm unterbrechen

1. Drücken Sie die AUS-Taste.

Der Betrieb wird unterbrochen und die Rückenlehne kehrt in ihre ursprüngliche Position zurück.


⚠ Vorsicht

Halten Sie den Stuhl immer erst an, bevor Sie die Benutzerin oder den Benutzer aufstehen lassen.

2. Bringen Sie den Hauptschalter in die Position „O“ (AUS).






3. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Programminhalte

Der Patient/Bewohner/Benutzer kann den Stuhl einmal oder mehrmals täglich verwenden (Wir empfehlen 3 x am Tag für 20 Minuten). Die Patientin oder der Patient sollte eine Einweisung für den Stuhl erhalten und dieser sollte mindestens 5 Mal angewendet werden, bevor seine Wirkung von einer professionellen Pflegekraft bewertet wird, die in der Folge dann auch über die weitere Verwendung des Stuhls entscheidet.

	Relax	Refresh	Comfort
Ziel	Stimulation für Entspannung und Stressabbau	Stimulation für Erfrischung und Belebung	Diese Funktion kann als allgemeines Entspannungsprogramm oder als Überleitung zur Schaukelfunktion verwendet werden.
Dauer			
Geschwindigkeit	Die ersten 4 Minuten laufen in „Standardgeschwindigkeit“ ¹ ab. Danach wechselt die Geschwindigkeit zu langsam ² und bleibt bis Programmende gleich.	Die ersten 4 Minuten laufen in „Standardgeschwindigkeit“ ¹ ab. Danach wechselt die Geschwindigkeit zu langsam ² , bleibt bis 2 Minuten vor Programmende gleich und wechselt dann wieder in den „Standardmodus“.	Die Geschwindigkeit des gesamten Programms ist langsam. ³ Die Geschwindigkeit bleibt bis Programmende gleich.
Lautstärke	Max. 55-65 dB(A) Die Lautstärke bleibt gleich.	Max. 55-65 dB(A) Die Lautstärke bleibt gleich.	Keine Musik
Musikintensität⁴	Die ersten 4:30 Minuten verlaufen ruhig und fließend. Anschließend folgt ein langsamer Bass-Rhythmus. Ab Minute 12:00 wird eine angenehme Atmosphäre mit Waldgeräuschen erzeugt.	In den ersten 9 Minuten wird leichte, fröhliche Musik gespielt. Nach 9 Minuten wird die Musik ruhiger.	Keine Musik
Position des Stuhls	Liegende Position während des gesamten Programms  20 min.	Sitzend > Liegend > Sitzend  20 min.	Sitzende Position während des gesamten Programms  2 Stunden

1. „Standard“ – 15 Schaukelbewegungen pro Minute
2. „Langsam“ – 10 Schaukelbewegungen pro Minute
3. „Extra langsam“ – 6 Schaukelbewegungen pro Minute
4. Die bereits vorhandene Musikauswahl, MusiCure®, wurde von Niels Eje eigens für den Nordic Sensi®Chair komponiert.
Die in der Tabelle aufgeführte Intensität und die Lautstärke bezieht sich auf die vorinstallierte Musik; die Lautstärke wurde an der Kopfstütze gemessen.



Weitere Tipps und Tricks für die Verwendung des Produktes entnehmen Sie dem „Document Implementation Guide“ oder fragen Sie Ihren Vertragshändler nach Anweisungen zur wirtschaftlichen Verwendung des Produktes.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Anpassung der Programminhalte

Wichtig



Diese Seite der Steuerung muss auf eine der Stuhlseiten gerichtet werden, an der sich die Sensoren befinden.



◀ Bass (Schwingungen)

Diese Funktion befindet sich im unteren Teil der Rückenlehne und sorgt für eine angenehme taktile Stimulation. Einstellung mit + / -

◀ Lautstärke

Einstellung der Musiklautstärke mit + / -

◀ Rückenlehne verstellen (Winkel der Rückenlehne)


Winkel verkleinern/vergrößern

◀ Schaukeln (Geschwindigkeit)

3 Geschwindigkeitsstufen Einstellung mit + / -

← Auswahl des gewünschten Programms

GEBRAUCHSANWEISUNG



Bedienung der Einheit ohne Steuerung

Wenn die Steuerung abhandenkommt oder die Batterien leer sind, kann die Einheit weiterhin mithilfe des Bedienknopfes gesteuert werden.

- Drücken Sie den Bedienknopf der Einheit.
- Durch Drücken des Bedienknopfes können die Programmeinstellungen nacheinander geändert werden.



Anschluss einer externen Anlage für alternative Musikwünsche

Der Anschluss einer externen Musikquelle, einschließlich CDs und digitaler Audioplayer, ist möglich. Auf diese Weise können Sie die Musik hören, die Ihnen am besten gefällt, und sich von den Basswellen dieser Musik stimulieren lassen.

- Schließen Sie den Stecker der externen Musikquelle an den „AUX“-Anschluss der Einheit an.
- Sobald der Stecker eingesteckt wird, verwendet die Einheit automatisch die Musik dieser externen Musikquelle. Wenn Sie zur vorinstallierten Musik zurückkehren möchten, drücken Sie die AUS-Taste an der Steuerung, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Wählen Sie dann erneut das gewünschte Programm aus.
- Reduzieren Sie die Lautstärke der externen Musikquelle, bevor Sie den Stecker anschließen. Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, passen Sie die Lautstärke mithilfe der Bedienelemente an der externen Musikquelle und/oder der Steuerung an das gewünschte Niveau an.

Hinweis

- Der „AUX“-Anschluss der Einheit ist mit der Stereo-Klinkenbuchse (3,5 mm) kompatibel.
- Das dafür benötigte Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Besorgen Sie sich ein Kabel, das mit der externen Musikquelle kompatibel ist.
- Wir übernehmen keine Garantie für die Tonqualität, da sich der Lautsprecher unterhalb des Kissens befindet. Bitte beachten Sie, dass die Tonqualität in diesem Fall nicht der eines herkömmlichen Audio-Gerätes entspricht.

REINIGUNG, DESINFEKTION UND WARTUNG

⚠ VORSICHT

- Trennen Sie vor der Reinigung der Einheit immer die Stromversorgung. Im Falle einer Nichtbeachtung dieser Vorsichtsmaßnahme drohen Stromschläge oder Verbrennungen.
- Das Produkt darf nur händisch gereinigt werden. Es darf nicht mit Wasser abgespült oder in einer Waschstraße gereinigt werden.

Stuhl, Wagen und Zubehör aus Kunstleder (PU), Metall und Kunststoff

Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt vor und nach jeder Verwendung.

Es liegt in der Verantwortung des Gesundheitspersonals, die geeignete Methode (Reinigung oder Desinfektion) für die jeweilige Situation zu wählen und dabei die in ihrem Land geltenden Richtlinien für Reinigung und Desinfektion zu beachten.

Reinigung – verwenden Sie eine der folgenden Methoden:

- Bitte beachten Sie die jeweiligen Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung eines handelsüblichen Pflegesets für Kunstleder (Stoffe, die chemische Substanzen aller Art enthalten).
- Wenn das Kunstleder besonders schmutzig ist, reinigen Sie es wie folgt:
 1. Tauchen Sie ein weiches Tuch in Wasser oder eine 3%ige-5%ige milde Reinigungslösung und wringen Sie es gründlich aus.
 2. Spülen Sie das Tuch anschließend mit Wasser aus, wringen Sie es aus und entfernen Sie verbleibende Reinigungsmittlrückstände von der Oberfläche.
 3. Wischen Sie die Oberfläche mit einem weichen, trocknen Tuch nach.
 4. Lassen Sie sie an der Luft trocknen.

Desinfektion

1. **⚠** Gehen Sie sparsam mit chemischen Desinfektionsmitteln um.
2. Wenn eine Desinfektion erforderlich ist, können alle Oberflächenbereiche mit Alkohollösungen von bis zu 60-70% behandelt werden. Es wird empfohlen, die alkoholische Lösung anschließend mit einem in Wasser getränkten Tuch abzuwischen. Dadurch verlängert sich auch die Lebensdauer des Produktes.
3. Lassen Sie den Stuhl an der Luft trocknen.
4. Die Krankenhausausführung kann nach dem oben beschriebenen Verfahren auch unter Verwendung einer 0,25-0,5%igen Chlorlösung desinfiziert werden. Die Verwendung von Chlorlösungen führt allerdings zu Verfärbungen und verkürzt die Standzeit des Produktes.

Sitzbezug (unter der Matratze)

1. Verwenden Sie zur Reinigung des Sitzbezuges ein Tuch, das in Wasser mit einem milden Reinigungsmittel getränkt und gründlich ausgewrungen wurde. Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel. Besonders verschmutzte Bereiche des Sitzbezuges können mit einer Bürste gereinigt werden.
2. Seien Sie beim Bürsten allerdings vorsichtig, um das Gewebe nicht zu beschädigen.
3. Verwenden Sie zur Reinigung des Sitzbezuges ein Tuch, das in Wasser ohne Reinigungsmittel getränkt und gründlich ausgewrungen wurde.
4. Lassen Sie den Bezug an der Luft trocknen.

Nackenkissen

Auch das Nackenkissen selbst kann nach der oben beschriebenen Methode gereinigt oder desinfiziert werden. Reinigen Sie das Nackenkissen nicht in der Waschmaschine und geben Sie es nicht in den Trockner.



Der Komfortbezug für das Nackenkissen kann bei 90° gewaschen und bei mittlerer Temperatur im Trockner getrocknet werden.



Gewichts Decke



Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung des Produktes.

Wartung

- Der Nordic Sensi®Chair ist, abgesehen von den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen, wartungsfrei.
- Die Verwendung chemischer Desinfektionsmittel verkürzt die Lebensdauer aller PU- und Kunststoffteile.
- Das Produkt sollte in regelmäßigen Abständen einer Sichtprüfung unterzogen werden. Wenn eines der PU- oder Kunststoffteile gerissen oder beschädigt ist, muss es aus Sicherheitsgründen aufgrund des Infektionsrisikos ersetzt werden.
- Je nach Anwendungshäufigkeit kann die Matratze mit der Zeit verschleifen und den Druck dadurch nicht mehr gleichmäßig verteilen und unbequem werden. Aus diesem Grund sollte sie alle 3-4 Jahre ersetzt werden.
- Für alle beschädigten, gerissenen oder verschlissenen Teile sind Ersatzteile erhältlich. Wenden Sie sich an Ihren Vertragshändler vor Ort.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache und Abhilfe
Die Einheit funktioniert nicht	<p>Das Stromkabel wurde von der AC-Steckdose getrennt. (Siehe S. 13.)</p> <p>Die Stromverbindung wurde getrennt. (Siehe S. 16.)</p> <p>Der Hauptschalter der Einheit befindet sich in der Position „0“ (AUS). (Siehe S. 16.)</p> <p>Auf der Steuerung wurde kein Programm ausgewählt.</p> <p>Das Betriebssignal der Steuerung wird nicht an die Einheit übertragen. Überprüfen Sie vor der Verwendung der Steuerung den Sender und den Betriebsbereich. (Siehe S. 12.) (Wenn das Betriebssignal an die Einheit übertragen wird, gibt das Gerät zur Bestätigung einen Piepton aus.)</p>
Es wird kein Ton ausgegeben und keine Schwingung erzeugt	<p>Die Lautstärke und das Schwingungsniveau sind auf den kleinsten Wert eingestellt. (Siehe S. 20.)</p> <p>Die angeschlossene Musikquelle wurde nicht abgespielt. (Siehe S. 21.)</p> <p>Die Lautstärke der angeschlossenen Musikquelle ist auf den kleinsten Wert eingestellt. (Siehe S. 20.)</p> <p>Die Musik ist während des Betriebs ausgestellt. Wenn Sie eine externe Musikquelle an die Einheit anschließen, wird die Tonausgabe dieser angeschlossenen Musikquelle verwendet. Wenn Sie wieder auf die in der Einheit vorinstallierte Musik zurückgreifen möchten, schalten Sie das Gerät zunächst mithilfe der Steuerung aus. (Wenn die Einheit ausgeschaltet wird, wird die Musikquelle auf die bereits vorhandenen Tonträger zurückgesetzt.)</p>
Geräuschentwicklung	<p>Die Einheit wird von stark magnetisierten Anlagen wie Fernsehern beeinträchtigt.</p> <p>Schalten Sie Fernseher und ähnliche Geräte aus und entfernen Sie sie so weit von der Einheit, bis das Geräusch aufhört.</p>
Die Einheit reagiert nicht auf die Steuerung	<p>Das Betriebssignal der Steuerung wurde nicht an die Einheit übertragen. Überprüfen Sie vor der Verwendung der Steuerung den Sender und den Betriebsbereich. (Siehe S. 12.)</p> <p>(Wenn das Betriebssignal an die Einheit übertragen wird, gibt das Gerät zur Bestätigung einen Piepton aus.)</p> <p>Die Batterien haben sich womöglich entladen.</p>
Die Einheit könnte beschädigt sein	<p>Brechen Sie die Verwendung des Gerätes unverzüglich ab und setzen Sie sich mit Ihrem Vertragshändler vor Ort in Verbindung.</p>
Das Kabel oder der Stecker werden sehr heiß	<p>Brechen Sie die Verwendung des Gerätes unverzüglich ab und setzen Sie sich mit Ihrem Vertragshändler vor Ort in Verbindung.</p>

ENTSORGUNG



Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Dieses Symbol am Produkt und/oder in den Begleitunterlagen weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mit dem allgemeinen Haushaltsmüll gemischt werden sollten.

Bringen Sie Produkte dieser Art zu eigens dafür eingerichteten Sammelstellen, wo sie kostenlos entgegengenommen und einer ordnungsgemäßen Behandlung, Verwertung und dem Recycling zugeführt werden.

In einigen Ländern besteht alternativ die Möglichkeit, diese Produkte beim Kauf eines gleichwertigen Neuproduktes an Ihren Vertragshändler vor Ort zurückzugeben. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes spart wertvolle Ressourcen und beugt negativen Auswirkungen für Gesundheit und Umwelt vor, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung entstehen könnten.

Weitere Informationen und den Standort der nächsten eigens für diesen Zweck eingerichteten Sammelstelle erfahren Sie von Ihrem Vertragshändler.

Wellness Nordic

Wellness Nordic A/S ■ Bakkegaardsvej 311 ■ 3050 Humlebaek ■ Dänemark
Tel.: +45 3874 5450 ■ info@wellnessnordic.com ■ www.wellnessnordic.com